

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Pea15-S104 Pour Wb, Elisa - Q15121

Numéro d'article: CM0000859



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PEA15-S104 (15 kDa) validé pour WB et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Spécifique du site phosphorylé S104 de PEA-15, un régulateur de l'apoptose et du transport du glucose. Idéal pour la recherche sur le diabète et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PEA15-S104 Lapin pAb
Remarques/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Espèce	Humain
ID de gène	8682
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S104 de PEA15 humain (NP_003759.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15121
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace