

Phospho-Ppp1Ca-T320 Rabbit Mab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Numéro d'article: CM0001782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-PPP1CA (phosphorylé sur T320). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PP1, de la division cellulaire et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5499
GeneID	5499
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T320 de PPP1CA humain (NP_002699.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62136
Poids de la protéine	32kDa/37kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace