


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Ppp1R12A-S668 Pour Wb, Elisa - O14974

Numéro d'article: CM0000885



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-PPP1R12A (MYPT1) S668 validé pour WB et ELISA. Détecte PPP1R12A phosphorylé sur la sérine 668 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation de la myosine phosphatase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-PPP1R12A-S668 Lapin pAb
Remarques/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668
Espèce	Humain
ID de Gène	4659
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14974
Poids Protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace