

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Relb-S573 Pour Wb Et Elisa - Q01201

Numéro d'article: CM0000618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RELB phosphorylé au niveau du S573. Validé pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la signalisation NF-kB, la fonction des cellules immunitaires et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-RELB-S573 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Espèce	Humain
GenelD	5971 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q01201
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace