

Mab De Lapin Anti-Phospho-Sting/Tmem173-S365 Pour Wb, Elisa - Q3Tbt3

Numéro d'article: CM0001556



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-STING/TMEM173-S365 pour Western blot et ELISA. Détecte spécifiquement la STING de souris phosphorylée sur la sérine 365, un marqueur d'activation essentiel de la voie immunitaire innée cGAS-STING.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-STING/TMEM173-S365
Remarques / Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	340061
GeneID	72512
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la S365 de la STING de souris (NP_082537.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3TBT3
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace