

Pias3 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Numéro d'article: CM0030940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PIAS3 humain, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la PIAS3 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Ligase E3 SUMO impliquée dans la régulation transcriptionnelle et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PIAS3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZMIZ5; PIAS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10401
GeneID	10401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 452-628 de la PIAS3 humaine (NP_006090.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6X2
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace