

Anticorps Polyclonal De Lapin Pmpcb Pour Western Blot Et Elisa - 075439

Numéro d'article: CM0026606

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la sous-unité bêta de la peptidase de traitement mitochondrial (PMPCB) pour applications Western blot et ELISA. Reconnaît la PMPCB humaine, murine et de rat ; adapté à la recherche sur l'import et le traitement des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PMPCB Lapin pAb
Remarques/Alias	MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Bêta-MPP, PMPCB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9512
ID du gène	9512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-380 de la PMPCB humaine (NP_004270.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075439
Poids protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace