

Acm Lapin Anti-Ppm1G Pour Wb Et Elisa - 015355

Numéro d'article: CM0003623

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la PPM1G humaine (PP2Cγ). Validé pour le WB et l'ELISA, cet anticorps détecte une phosphatase de 59 kDa impliquée dans la signalisation cellulaire. Convient à un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-PPM1G
Remarques/Alias	PP2CG ; PPP2CG ; PP2CGAMMA ; PPM1G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5496
GeneID	5496
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-450 de la PPM1G humaine (O15355)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15355
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace