


Pab Lapin Anti-Pro-Glucagon Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0015629



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Pro-glucagon, le précurseur du glucagon, du GLP-1 et du GLP-2. Applications : WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-Pro-glucagon
Remarques/Alias	GLP1 ; GLP2 ; GRPP ; GLP-1 ; Pro-glucagon
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-89 de la Pro-glucagon humaine (NP_002045.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace