


Rab4A Pab De Lapin Pour Wb Et Elisa - P20338

Numéro d'article: CM0029379



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAB4A validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte RAB4A dans des échantillons humains, de souris et de rat. La cible est une petite GTPase qui régule le trafic membranaire intracellulaire et le transport protéique. Idéal pour les études sur la voie endosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB4A pAb de lapin
Remarques / Alias	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Espèce	Humain
Identifiant de gène	5867 (humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la protéine RAB4A humaine (NP_004569.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20338
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace