

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C3Ar1 Pour Wb, Elisa - Q16581

Numéro d'article: CM0023058



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine C3AR1, un récepteur couplé aux protéines G pour l'anaphylatoxine C3a impliqué dans la chimiotaxie et l'inflammation. Validé pour le WB et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-C3AR1                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1                                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                   |
| ID de gène (Humain)  | 719                                                                                                                                                      |
| ID de gène           | 719                                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine C3AR1 (NP_004045.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                                                   |
| SWISS                | Q16581                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 54 kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                             |