

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-Gap43 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17677

Numéro d'article: CM0022235

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant GAP43 (neuromoduline), optimisé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Convient pour des échantillons de tissus neuronaux humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GAP43 Lapin pAb
Remarques/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2596
ID de Gène	2596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 du GAP43 humain (NP_002036.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P17677
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace