


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kiaa0101 Pour Wb Et Elisa - Q15004

Numéro d'article: CM0013544



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KIAA0101 humain (PAF15), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux applications de recherche sur la réparation de l'ADN, le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIAA0101 Rabbit pAb
Remarques/Alias	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	9768
ID du gène	9768
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39 à 111 de KIAA0101 humain (NP_055551.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15004
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace