

Lapin Anticorps Polyclonal Anti-RALB Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11234

Numéro d'article: CM0028205



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RALB, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le RALB humain, souris, rat. Pour les études sur l'apoptose, la migration cellulaire et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALB Lapin pAb
Remarques/Alias	RALB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5899
GeneID	5899
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 du RALB humain (NP_002872.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11234
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace