

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm20 Pour Wb, Elisa - Q5T481

Numéro d'article: CM0024330

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBM20 validé pour WB et ELISA, ciblant la protéine humaine RBM20, un régulateur de l'épissage cardiaque. Idéal pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires. - Q5T481

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RBM20
Espèce	Humain
Identifiant du gène	282996 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 820-980 de la protéine humaine RBM20 (NP_001127835.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5T481
Poids moléculaire de la protéine	134kDa
Expédition	Glacière