

Anticorps Polyclonal Ring1A (Lapin) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06587

Numéro d'article: CM0022393

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RING1A (RNF1, RING1) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Cible la ligase E3 ubiquitine-protéine RING1 impliquée dans la monoubiquitination de l'histone H2A et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RING1A Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF1 ; RING1A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6015
ID du gène	6015
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-406 de la protéine RING1A humaine (NP_002922.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06587
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace