


Anticorps Polyclonal De Lapin Rnf20 Pour Wb, Elisa - Q5Vtr2

Numéro d'article: CM0022957



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine RNF20 (BRE1A), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour l'étude de l'ubiquitination de l'histone H2B et de la régulation de la chromatine. - Q5VTR2

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RNF20
Remarques/Alias	BRE1 ; BRE1A ; hBRE1 ; RNF20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la protéine humaine RNF20 (NP_062538.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VTR2
Poids protéique	114 kDa
Expédition	Sac de glace