

Anticorps Monoclonal Lapin Rock2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075116

Numéro d'article: CM0007098



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin ROCK2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte ROCK2 humaine, souris, rat. Idéal pour l'étude du cytosquelette d'actine, de la polarité cellulaire et de la contraction du muscle lisse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ROCK2 mAb Lapin
Remarques/Alias	ROCK-II; ROCK2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9475
ID de Gène	9475
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1289-1388 de ROCK2 humaine (075116).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075116
Poids Protéique	161kDa
Expédition	Sac de glace