


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Nsp10 Du Sras-Cov-2 Pour Wb, Ip, Elisa - P0Dtd1

Numéro d'article: CM0023794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NSP10 du SRAS-CoV-2. Adapté pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réagit avec le SRAS-CoV-2. Idéal pour l'étude de la réplication virale, la méthylation de la coiffe et l'échappement immunitaire de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre NSP10 du SRAS-CoV-2
ID du gène	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 139 de la NSP10 du coronavirus (YP_009725306.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	SRAS-CoV-2
SWISS	P0DTD1
Poids de la protéine	794 kDa
Expédition	Sac de glace