


Sesn2 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P58004

Numéro d'article: CM0025119



Introduction

SESN2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal pour WB et ELISA, ciblant le SESN2 humain (réagit de manière croisée avec la souris, le rat). SESN2 est un capteur de leucine régulant mTORC1 et le stress oxydatif ; idéal pour la recherche sur la signalisation et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SESN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HI95, SES2, SEST2, SESN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83667
GeneID	83667
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-480 du SESN2 humain (NP_113647.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58004
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace