

Anticorps Monoclonal De Lapin Setd6 Pour Wb Et Elisa - Q8Tbk2

Numéro d'article: CM0006759



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant la SETD6 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la SETD6 humaine, murine et de rat. Adapté à la recherche sur la signalisation NF-kappa-B et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin SETD6
Remarques/Alias	SETD6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79918
GeneID	79918
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 310-473 de la SETD6 humaine (NP_001153777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBK2
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace