

Anticorps Polyclonal De Lapin Slc25A6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12236

Numéro d'article: CM0029074

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain SLC25A6 (translocase ADP/ATP 3, ANT3), adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SLC25A6
Remarques/Alias	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	293
ID du gène	293
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de l'humain SLC25A6 (NP_001627.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12236
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace