

Slc7A1 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30825

Numéro d'article: CM0019516

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC7A1 de haute qualité pour WB, IHC-P, ELISA. Validé sur humain, souris et rat. Utilisation pour la recherche sur les transporteurs d'acides aminés cationiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC7A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Espèce	Humain
GeneID	6541
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 530 et 629 de la protéine SLC7A1 humaine (NP_003036.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30825
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace