

Anticorps Polyclonal De Lapin Ssx5 Pour Wb, Elisa - O60225

Numéro d'article: CM0024871

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SSX5 (O60225), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, détectant une bande de 22 kDa. Soutient les études de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	SSX5 Lapin pAb
Remarques/Alias	SSX5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6758
ID du gène	6758
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-229 de la protéine humaine SSX5 (NP_066295.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60225
Poids moléculaire de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace