

Stat3 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0015034



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin STAT3 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte STAT3 humain, murin, rat. Convient pour l'étude de la signalisation JAK/STAT, de l'inflammation et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 600 et 700 de STAT3 humain (NP_003141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace