

Anticorps Monoclonal Lapin Stx1A Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Numéro d'article: CM0002037

Introduction

Anticorps monoclonal lapin STX1A de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat, ciblant la protéine SNARE neuronale syntaxine-1A (UniProt Q16623).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STX1A Rabbit mAb
Remarques / Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6804
GenelD	6804
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de STX1A humain (Q16623)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16623
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace