


Anticorps Monoclonal De Lapin Tet3 Pour Wb Et Elisa - Q8Bg87

Numéro d'article: CM0004191



Introduction

CamelBio propose l'anticorps monoclonal de lapin TET3 validé pour WB et ELISA chez la souris. Il permet d'étudier la reprogrammation épigénétique et la déméthylation de l'ADN au cours du développement embryonnaire précoce - Q8BG87.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TET3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	200424
GeneID	194388
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 285 de TET3 de souris (Q8BG87)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8BG87
Poids de la protéine	195 kDa
Expédition	Sac de glace