

Thymidylate Synthase Mab Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04818

Numéro d'article: CM0006347



Introduction

Thymidylate synthase mAb Lapin (P04818) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Thymidylate synthase mAb Lapin
Remarques/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; Thymidylate synthase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7298
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de la thymidylate synthase humaine (NP_001062.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04818
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace