

Anticorps Polyclonal De Lapin Timmdc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

Numéro d'article: CM0020436

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TIMMDC1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur d'assemblage du complexe mitochondrial I ; idéal pour la recherche sur le métabolisme et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TIMMDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Espèce	Humain
ID de Gène	51300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-285 de TIMMDC1 humain (NP_057673.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPL8
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace