

Tmem55A Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - Q8N4L2

Numéro d'article: CM0020409

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TMEM55A humain (PIP4P2), une 4-phosphatase de type 2 du phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate impliquée dans le métabolisme lipidique. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TMEM55A Rabbit pAb
Remarques/Alias	TMEM55A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55529
GeneID	55529
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-195 de TMEM55A humain (NP_061180.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8N4L2
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant