


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpm3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06753

Numéro d'article: CM0017038



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TPM3 de haute qualité, adapté aux applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Détecte la chaîne alpha-3 de la tropomyosine dans des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour les études sur le cytosquelette et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPM3 pAb de lapin
Remarques / Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7170
GeneID	7170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de la TPM3 humaine (NP_689476.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P06753
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant