


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Tri-Méthylée Sur K14 (Q16695 / P68431) Pour Wb, If, Elisa

Numéro d'article: CM0000343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la lysine 14 tri-méthylée de l'Histone H3 (UniProt Q16695/P68431). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec une réactivité chez l'homme, la souris, le rat et une large prédiction de réactivité inter-espèces. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H3 tri-méthylée sur K14
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3 tri-méthylée sur K14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps contre modifications de méthylation
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac réfrigérant