

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trka Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Numéro d'article: CM0013346



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TrkA validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur NGF de haute affinité NTRK1. Idéal pour la recherche en neurobiologie, oncologie et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TrkA Lapin pAb
Remarques/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Espèce Cible	Humain
ID de Gène	4914
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-796 de TrkA humain (NP_002520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace