

Anticorps Polyclonal De Lapin Ulbp2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bzm5

Numéro d'article: CM0025684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ULBP2 pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'ULBP2 humain/ligand 2 NKG2D, exprimé dans les tissus cancéreux et fœtaux, médiant l'activation des cellules NK. Idéal pour les études en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ULBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	N2DL2, RAET1H, RAET1L, NKG2DL2, ALCAN-alpha, ULBP2
Espèce	Humain
ID de gène	80328
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 100-200 de l'ULBP2 humaine (NP_079493.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZM5
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace