

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti B-Synucléine Pour Wb, Elisa - Q16143

Numéro d'article: CM0017099

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti β -Synucléine validé pour WB et ELISA. Détecte la β -synucléine humaine, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurodégénératifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti β -Synucléine
Remarques/Alias	SNCB ; β -Synucléine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6620
GeneID	6620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de la β -synucléine humaine (NP_001001502.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16143
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace