

Vars Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26640

Numéro d'article: CM0025075

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité contre la protéine humaine VARS (Valyl-tRNA synthétase) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. 140 kDa. Idéal pour la recherche sur la traduction et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VARS pAb de lapin
Remarques / Alias	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7407
ID du gène	7407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de la protéine VARS humaine (NP_006286.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26640
Poids de la protéine	140kDa
Expédition	Sac de glace