


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

Numéro d'article: CM0017694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VEGFC validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le VEGFC humain et murin, un facteur de croissance clé de l'angiogenèse et de la lymphangiogenèse. Idéal pour la recherche en biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-VEGFC
Remarques/Alias	VRP, Fit4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7424
ID du gène	7424
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du VEGFC humain (NP_005420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P49767
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace