


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xbp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Numéro d'article: CM0023633



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre XBP1 humain (SWISS : P17861). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Convient pour la recherche sur le stress du RE, la UPR et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit       | XBP1 Lapin pAb                                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1                                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 7494                                                                                                                                          |
| GeneID               | 7494                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 277-376 du XBP1 humain (NP_005071.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité Croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                           |
| SWISS                | P17861                                                                                                                                        |
| Poids de la Protéine | 29kDa                                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |