

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf131 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52739

Numéro d'article: CM0015899

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF131 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. ZNF131 est un répresseur transcriptionnel à doigt de zinc impliqué dans la fonction et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ZNF131
Remarques/Alias	ZBTB35 ; pHZ-10 ; ZNF131
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7690
GenelD	7690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-240 de ZNF131 humain (NP_003423.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52739
Poids moléculaire protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace