

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-2'-O-Méthylcytidine (Cm) Pour Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000038

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du 2'-O-méthylcytidine (Cm), un nucléoside d'ARN modifié. Convient pour les applications Dot Blot (DB) et ELISA avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	2'-O-méthylcytidine/ Cm mAc de lapin
Remarques/Alias	Cm; 2'-O-méthylcytidine; 2'-O-méthylcytidine/ Cm
Espèce	Humain
Immunogène	Composés chimiques conjugués au Cm
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	Dot Blot (DB), ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace