

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-2'-O-Méthylguanosine (Gm) Pour Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000024



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la modification 2'-O-méthylguanosine (Gm). Convient pour les applications de dot blot (DB) et ELISA. Réactivité indépendante de l'espèce, idéal pour la recherche en épitranscriptomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	2'-O-Méthylguanosine(Gm) Lapin pAb
Espèce	Humain
Immunogène	Composés chimiques Gm
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace