

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La 2'-O-Méthyluridine (Um) Pour Elisa Et Dot Blot - Um

Numéro d'article: CM0023851

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la 2'-O-méthyluridine (Um), une modification ARN très répandue. Convient pour l'ELISA et le dot blot (DB) avec une réactivité indépendante de l'espèce, soutenant la recherche épitranscriptomique et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	pAb de lapin anti 2'-O-méthyluridine (Um)
Remarques / Alias	Um ; 2'-O-méthyluridine ; 2'-O-méthyluridine (Um)
Espèce	Humain
Immunogène	Composés chimiques Um
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace