

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Le 4-Hydroxynonénal (4-Hne) Pour Wb, If/Icc, If-P Et Cytométrie En Flux (Intracellulaire)

Numéro d'article: CM0000068

Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin contre le 4-Hydroxynonénal (4-HNE) est un outil indépendant de l'espèce pour détecter les adduits de peroxydation lipidique. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P et la cytométrie en flux intracellulaire, il est idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	4-Hydroxynonénal mAb de lapin
Remarques / Alias	4-HNE
Immunogène	Composés chimiques
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intracellulaire)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace