

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-5-Méthylcytidine/M5C - M5C

Numéro d'article: CM0020217

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin indépendant de l'espèce contre la 5-méthylcytidine (m5C) pour les applications de dot blot (DB) et ELISA. Convient pour les études de méthylation de l'ADN/ARN dans les contextes de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-5-méthylcytidine/m5C
Immunogène	Composés chimiques m5C
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace