

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La 5-Méthylcytosine (5Mc) Pour Db Et Elisa - Réactivité Croisée Indépendante De L'espèce

Numéro d'article: CM0000001

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin contre la 5-méthylcytosine (5mC) est adapté aux applications de dot blot et d'ELISA, avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce. Idéal pour la recherche épigénétique et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la 5-méthylcytosine (5mC)
Remarques / Alias	5mC ; 5-Méthylcytosine (5mC)
Immunogène	Composés chimiques 5mC
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace