

5-Méthylcytosine (5Mc) - Anticorps Polyclonal De Lapin (Pab) - 5Mc

Numéro d'article: CM0021209

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la 5-méthylcytosine (5mC), applicable au dot blot (DB) et à l'ELISA. La réactivité croisée indépendante de l'espèce permet de nombreuses applications en recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin contre la 5-méthylcytosine (5mC)
Immunogène	Composés chimiques 5mC
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant