

Anticorps Monoclonal Lapin 5T4 Pour Wb Et Elisa - Q13641

Numéro d'article: CM0003947



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre le 5T4 humain (TPBG), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la biologie du cancer, la signalisation Wnt et la recherche sur les trophoblastes - Q13641.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	5T4 Lapin mAb
Remarques/Alias	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7162
ID de gène	7162
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 321-420 du 5T4 humain (Q13641).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13641
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace