

647 Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Btn3A1/2/3 Pour Fc - O00481 / P78410 / O00478

Numéro d'article: CM0011527



Introduction

Anticorps monoclonal conjugué 647 de haute qualité ciblant le BTN3A1/2/3 humain (CD277) pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T, l'immunité adaptative et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	647 Anticorps monoclonal de lapin anti-humain BTN3A1/2/3
Remarques/Alias	BTf5 ; BT3.1 ; CD277 ; BTN3.1
Espèce	Humain
GeneID	11119/11118/10384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-630 du BTN3A1 humain (NP_008979.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00481/P78410/O00478
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace