

Anticorps Monoclonal De Lapin A-Actine-1 (Acta1) Pour Wb, If-P, Elisa - P68133

Numéro d'article: CM0005580



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l' α -Actine-1 (ACTA1) humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le muscle squelettique et les études sur les myopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	α -Actine-1 (ACTA1) mAc de lapin
Remarques/Alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actine-1 (ACTA1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	58
GeneID	58
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de l' α -Actine-1 (ACTA1) humaine (P68133).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68133
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace