


A-Synucléine Lapin Pab - P37840

Numéro d'article: CM0025876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti- α -synucléine validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Détecte l' α -synucléine humaine, de souris et de rat, une protéine neuronale qui régule le trafic des vésicules synaptiques et la libération des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	α -Synucléine Lapin pAb
Remarques / Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synucléine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6622
GeneID	6622
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-140 de l' α -synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sachet de glace